

WA UP2 1403 L

Miele UltraPhase 2

UltraPhase 2 universelle adaptée à chaque UltraPhase 1.

Code EAN: 4002516777977 / Numéro de matériel: 12517010 /  
Ancien Numéro de matériel: 11997298EU1



- Oxygène actif pour une élimination douce et efficace des taches
- OxiCare pour nettoyer en profondeur les textiles et appareils
- WhiteBooster pour un blanc éclatant
- Jusqu'à 30 % de consommation en moins grâce au dosage automatique
- Rendement élevé – 1,4 litre pour 50 lavages
- Pour lave-linge et lave-linge séchants Miele avec TwinDos