

A 315/1

Module

pour améliorer la capacité et le traitement des instruments avec lumen.



- Augmentation de la capacité d'injecteurs de 22 à 44 pièces
- Utilisable dans tous les paniers inférieurs disponibles sur le marché A 151
- Pour tous les adaptateurs dentaires/ORL et accessoires courants
- Buses d'injection non fournies
- Tuyau de filtration 800 à utiliser dans une des barres à injection (non fourni)
- Dimensions chargement dans panier inf. A 151 : H 210 +/- 30, l 383, P 479 mm

Code EAN: 4002516881186 / Numéro de matériel: 12531630 /

Ancien Numéro de matériel: 69631501D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les instruments ORL	•
Complément/module pour les instruments dentaires	•
Autres compléments/autres modules	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Possibilité d'ajouter un filtre central	•
Capacité	
Instruments ORL [nombre]	22
Instruments rotatifs [nombre]	22
Aspirateur [nombre]	22
Instruments avec lumen [nombre]	22
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	118
Dimension extérieure, largeur nette en mm	492
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	503
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	165
Dimension extérieure, largeur brute en mm	505
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	550
Poids net en kg	2,90
Poids brut en kg	3,66
Accessoires	
A 838 Jeu de clés [nombre]	1