

APWD 338

Scellés

avec indicateur pour éviter l'ouverture accidentelle après stérilisation vapeur.



- Indicateur de stérilisation vapeur selon EN ISO 11140-1 classe 1
- 100 pièces par paquet

Code EAN: 4046963756512 / Numéro de matériel: 12566280 /  
Ancien Numéro de matériel: 69633800D

<b>Famille produit</b>	
Stérilisateurs compacts	•
<b>Accessoires</b>	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
<b>Catégorie de produit</b>	
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Plastique
Couleur	orange
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments VET	•
Traitement des instruments de podologie	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•