

PRO UP1 - 1,4 l

Miele UltraPhase 1, concentré liquide, neutre, 1,4 l

lessive à deux composants actifs pour couleurs, blanc et linge délicat.



- Pour des couleurs vives et un blanc éclatant
- Excellente élimination des taches, même à basse température
- Le parfum Miele Aqua confère une agréable fraîcheur à votre linge
- Pas de surdosage grâce au dosage automatique
- Rendement élevé – 1,4 litre pour 37 cycles de lavage
- Pour les lave-linge Miele Professional SmartBiz avec TwinDos

Code EAN: 4002516801375 / Numéro de matériel: 12581650 / Ancien Numéro de matériel: 59712801V1

Famille produit	
Lave-linge	•
Efficacité de lavage	
Détachement de la saleté	Très bien
Dissolution des protéines	Très bien
Dissolution de la graisse	Très bien
Dosage	
Adaptation de la concentration du dosage possible	•
Convient à un dosage automatique (AutoDos)	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
Recommandation de dosage	
Valeur de pH à 20 °C	4,9 - 5,3
Caractéristiques produit	
Type de produit	Lessive à deux composants
Alcalinité	Neutre
Formation d'agrégats	Liquide
Composants	Tensioactifs, Enzymes, Parfums, Phosphonates
Biodégradable	•
Lavage efficace même à faible dosage	•
Masse volumétrique (à 20 °C) en g/cm ³	1,07
Manipulation aisée	•
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	5
Température de stockage maximale en °C	35
Durée de conservation en mois	60
Conserver dans un endroit frais à l'abri de la lumière	•
Conformités, contrôles et indicateurs	
Conforme aux normes SGH/CLP	•