

PRO UP2 - 1,4 l

Miele UltraPhase 2, concentré liquide, acide, 1,4 l

lessive à deux composants actifs pour couleurs, blanc et linge délicat.



- Oxygène actif pour une élimination douce et efficace des taches
- WhiteBooster pour un blanc éclatant
- Pas de surdosage grâce au dosage automatique
- Rendement élevé – 1,4 litre pour 50 cycles de lavage
- Pour les lave-linge Miele Professional SmartBiz avec TwinDos

Code EAN: 4002516801313 / Numéro de matériel: 12581660 / Ancien Numéro de matériel: 59713801V1

<b>Famille produit</b>	
Lave-linge	•
<b>Efficacité de lavage</b>	
Détachement de la saleté	Très bien
Dissolution des protéines	Très bien
Dissolution de la graisse	Très bien
Blanchiment	Très bien
<b>Dosage</b>	
Adaptation de la concentration du dosage possible	•
Convient à un dosage automatique (AutoDos)	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
<b>Recommandation de dosage</b>	
Valeur de pH à 20 °C	4,9 - 5,3
<b>Caractéristiques produit</b>	
Température de stockage minimale en °C	5
Température de stockage maximale en °C	35
<b>Caractéristiques produit</b>	
Type de produit	Lessive à deux composants
Alcalinité	Acide
Formation d'agrégats	Liquide
Composants	Azurants
Biodégradable	•
Lavage efficace même à faible dosage	•
Masse volumétrique (à 20 °C) en g/cm <sup>3</sup>	1,02
Manipulation aisée	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	94,00
<b>Conseils de stockage</b>	
Température de stockage minimale en °C	5
Température de stockage maximale en °C	35
Durée de conservation en mois	60
Conserver dans un endroit frais à l'abri de la lumière	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	258
Dimension extérieure, largeur nette en mm	90
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	93
<b>Conformités, contrôles et indicateurs</b>	
Conforme aux normes SGH/CLP	•