

PRO UP2 - 1,4 l

Miele UltraPhase 2, concentré liquide, acide, 1,4 l

lessive à deux composants actifs pour couleurs, blanc et linge délicat.



- Oxygène actif pour une élimination douce et efficace des taches
- WhiteBooster pour un blanc éclatant
- Pas de surdosage grâce au dosage automatique
- Rendement élevé – 1,4 litre pour 50 cycles de lavage
- Pour les lave-linge Miele Professional SmartBiz avec TwinDos

Code EAN: 4002516801313 / Numéro de matériel: 12581660 / Ancien Numéro de matériel: 59713801V1

Famille produit	
Lave-linge	•
Efficacité de lavage	
Détachement de la saleté	Très bien
Dissolution des protéines	Très bien
Dissolution de la graisse	Très bien
Blanchiment	Très bien
Dosage	
Adaptation de la concentration du dosage possible	•
Convient à un dosage automatique (AutoDos)	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
Recommandation de dosage	
Valeur de pH à 20 °C	7,9
Caractéristiques produit	
Type de produit	Lessive à deux composants
Alcalinité	Acide
Formation d'agrégats	Liquide
Composants	Azurants
Biodégradable	•
Lavage efficace même à faible dosage	•
Masse volumétrique (à 20 °C) en g/cm ³	1,02
Manipulation aisée	•
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	5
Température de stockage maximale en °C	35
Durée de conservation en mois	60
Conserver dans un endroit frais à l'abri de la lumière	•
Conformités, contrôles et indicateurs	
Conforme aux normes SGH/CLP	•