

PRO TDC - 1,4 l

Miele TwinDos Care, concentré liquide, acide, 1,4 l
produit de nettoyage pour système de dosage TwinDos.



- Pour rincer les conduites de dosage TwinDos
- À utiliser avant une pause prolongée d'utilisation (deux mois min.)
- Assure le fonctionnement optimal du doseur automatique
- Pour env. 5 cycles de lavage
- Pour les lave-linge Miele Professional SmartBiz avec TwinDos

Code EAN: 4002516801146 / Numéro de matériel: 12581770 /
Ancien Numéro de matériel: 59714801V1

Famille produit	
Lave-linge	•
Dosage	
Convient à un dosage automatique (AutoDos)	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
Recommandation de dosage	
Valeur de pH à 20 °C	7,9
Caractéristiques produit	
Type de produit	Produits de lavage
Alcalinité	Acide
Formation d'agrégats	Liquide
Composants	Tensioactifs, Phosphonates, Agents de blanchiment à base d'oxygène
Biodégradable	•
Masse volumétrique (à 20 °C) en g/cm ³	1,00
Manipulation aisée	•
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	5
Température de stockage maximale en °C	35
Durée de conservation en mois	60
Conserver dans un endroit frais à l'abri de la lumière	•
Conformités, contrôles et indicateurs	
Conforme aux normes SGH/CLP	•