

Set 6 PRO UP

Miele Set UltraPhase 1 et 2, 6 x 1,4 l

composé de quatre UltraPhase 1 et deux UltraPhase 2.



- Pour des couleurs vives et un blanc éclatant
- Dosage idéalement adapté pour une propreté parfaite
- Pour les lave-linge Miele Professional SmartBiz avec TwinDos

Code EAN: 4002516801887 / Numéro de matériel: 12588750 /
Ancien Numéro de matériel: 59712901V1

Famille produit	
Lave-linge	•
Efficacité de lavage	
Détachement de la saleté	Très bien
Dissolution des protéines	Très bien
Dissolution de la graisse	Très bien
Dosage	
Adaptation de la concentration du dosage possible	•
Convient à un dosage automatique (AutoDos)	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
Caractéristiques produit	
Formation d'agrégats	Liquide
Biodégradable	•
Lavage efficace même à faible dosage	•
Manipulation aisée	•
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	5
Température de stockage maximale en °C	35
Durée de conservation en mois	60
Conserver dans un endroit frais à l'abri de la lumière	•
Conformités, contrôles et indicateurs	
Conforme aux normes SGH/CLP	•