

## DV1 DIN51

Robinet de vidange  
pour une distribution simple des produits liquides ProCare.



- Dosage simple, rapide et propre
- Couvercle vissé DIN 51 pour bidons de produit ProCare de cinq et dix litres
- Poignée facilement accessible pour une utilisation simple

Code EAN: 4002516815440 / Numéro de matériel: 12594480 /  
Ancien Numéro de matériel: 59713001V1

<b>Famille produit</b>	
ProCare	•
<b>Utilisations possibles</b>	
Remplissage facile des produits liquides ProCare	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	150,00
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	62
Dimension extérieure, largeur nette en mm	98
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	66
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	100
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	150
Poids brut en kg	0