


APFD 200
Complément
pour la prise en charge optimale des appareils respiratoires.



- Prise en charge sûre de 6 appareils respiratoires
- Accessoire : 2 paniers petites pièces à 3 compartiments colorés
- Raccord air respiratoire et indicateur air comprimé
- Raccord par couplages rapides (compatible avec Parker Rectus 25)
- Hauteur max. des charges 275 mm, diamètre 12–95 mm

Code EAN: 4002516855330 / Numéro de matériel: 12615340 /
Ancien Numéro de matériel: 67020002D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Accessoires	
PG 8063	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
Catégorie de produit	
Complément pour appareils respiratoires	•
Caractéristiques produit	
Indicateur air comprimé	•
Domaine d'application	
Traitement des appareils respiratoires	•
Capacité	
Appareils respiratoires [nombre]	6
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	153
Dimension extérieure, largeur nette en mm	484
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	452
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	19
Dimension extérieure, largeur brute en mm	500
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	480
Poids net en kg	7,05
Poids brut en kg	7,61