

APFD 203

Complément

pour la prise en charge optimale des supports de respirateur à air comprimé.



Code EAN: 4002516854197 / Numéro de matériel: 12615470 /
Ancien Numéro de matériel: 67020302D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Accessoires	
PG 8063	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
Catégorie de produit	
Complément pour support de respirateur à air comprimé	•
Capacité	
Supports de respirateur à air comprimé [nombre]	1

- prise en charge fiable d'un support de respirateur à air comprimé