


A 102

Panier supérieur

réglable en hauteur, pour une prise en charge optimale des compléments.



- Hauteur chargement de 205 +/- 30 mm, largeur 475 mm, prof. 443 mm
- Avec bras de lavage intégré


Code EAN: 4002516855262 / Numéro de matériel: 12645600 /
Ancien Numéro de matériel: 69610201D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Panier ouvert en façade/support de panier	•
Panier supérieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des instruments gynécologiques	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des sabots de bloc OP	•
Traitement des cuvettes	•
Traitement des haricots	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Capacité	
Complément à mailles DIN [nombre]	2
Complément à mailles SPRI [nombre]	1
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	206
Dimension extérieure, largeur nette en mm	528
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	527
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	230
Dimension extérieure, largeur brute en mm	540
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	545

A 102

Panier supérieur

réglable en hauteur, pour une prise en charge optimale des compléments.



Code EAN: 4002516855262 / Numéro de matériel: 12645600 /
Ancien Numéro de matériel: 69610201D

Poids net en kg	3,04
Poids brut en kg	3,78