

U 402
Panier
pour 10 soucoupes et 10 assiettes.



- Avec rangées
- Écart entre supports (Wert)30 mm mm

Code EAN: 4002516855095 / Numéro de matériel: 12652360 /
Ancien Numéro de matériel: 67640202D

Famille produit	
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Accessoires	
PG 8164	•
PTD 701	•
Catégorie de produit	
Panier à assiettes	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Bleu, Gris
Nombre de rangées	10
Écart entre les supports en mm	30
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	220
Dimension extérieure, largeur brute en mm	550
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	550
Poids net en kg	1,01
Poids brut en kg	2,05