

U 407
Panier
pour la vaisselle classique des bistrots.



- Pour verres, tasses, assiettes (à dessert), soucoupes, etc.
- Avec différentes hauteurs et écartements de supports
- Le complément à couverts E 168 est également disponible

Code EAN: 4002516855255 / Numéro de matériel: 12654670 /
Ancien Numéro de matériel: 67640702D

Famille produit	
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Accessoires	
PG 8164	•
PTD 701	•
Catégorie de produit	
Panier à vaisselle mixte	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Câble, rilsanisé
Couleur	Blanc
Nombre de rangées	5
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	180
Dimension extérieure, largeur brute en mm	520
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	620
Poids net en kg	1,99
Poids brut en kg	2,94