

U 513

Panier

avec panier ouvert sur le côté pour une prise en charge optimale des plateaux.



- Avec (Wert)9 rangées
- Écart entre les supports 45 mm
- Non utilisable dans les lave-vaisselle à eau renouvelée

Code EAN: 4002516854296 / Numéro de matériel: 12655960 /
Ancien Numéro de matériel: 67651302D

Famille produit

Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•

Accessoires

G 8066	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PTD 704	•

Catégorie de produit

Panier à plateaux	•
-------------------	---

Caractéristiques produit

Matériau	Plastique
Couleur	Gris
Nombre de rangées	9
Écart entre les supports en mm	45

Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur brute en mm	220
Dimension extérieure, largeur brute en mm	550
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	550
Poids net en kg	1,96
Poids brut en kg	3,00