

A 103

Panier supérieur

pour une prise en charge optimale des compléments.



- Hauteur de chargement de : (Wert)95 mm mm, largeur 505 mm, profondeur 472 mm
- Convient au traitement des compléments à mailles DIN
- Convient à d'autres applications à faible hauteur de charge
- Utilisable en combinaison avec le chariot A 202
- Avec bras de lavage intégré

Code EAN: 4002516855040 / Numéro de matériel: 12664750 /
Ancien Numéro de matériel: 69610302D

| Famille produit | |
|--|-----------------|
| Laveurs-désinfecteurs, laboratoire | • |
| Laveurs-désinfecteurs, médical | • |
| Accessoires | |
| PLW 8636 [LAB/LAB MON] | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8592 | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8604 | • |
| PLW 8683 | • |
| PLW 8683 CD | • |
| PLW 8693 | • |
| PLW 8683 [Safety] | • |
| PLW 8693 [Safety] | • |
| PWD 8682 | • |
| PWD 8682 CD | • |
| PWD 8692 | • |
| Catégorie de produit | |
| Panier ouvert en façade/support de panier | • |
| Panier supérieur | • |
| Caractéristiques produit | |
| Matériau | Inox, Plastique |
| Couleur | Inox, Noir |
| Hauteur de chargement maximale en mm | 95 |
| Domaine d'application | |
| Traitement de la verrerie de laboratoire | • |
| Traitement des sabots de bloc OP | • |
| Traitement des instruments chirurgicaux | • |
| Traitement des compléments à mailles | • |
| Traitement de divers ustensiles | • |
| Capacité | |
| Complément à mailles DIN [nombre] | 2 |
| Complément à mailles SPRI [nombre] | 1 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 133 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 528 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 528 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 170 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 545 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 560 |
| Poids net en kg | 4,18 |
| Poids brut en kg | 4,64 |