


A 105/1

Panier supérieur

Réglable en hauteur, sans buses d'injection, pour accueillir divers instruments.



- Côté droit : 22 emplacements d'injecteurs
- Côté gauche pour divers compléments
- Séchage intérieur actif d'instruments avec lumen
- Séchage intérieur actif de pièces à main et contre-angles
- Tuyau de filtration A 800 comp. avec les deux barres à injection

Code EAN: 4002516854814 / Numéro de matériel: 12664820 /

Ancien Numéro de matériel: 69610502D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Possibilité d'ajouter un filtre central	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Capacité	
Instruments rotatifs [nombre]	22
Instruments avec lumen [nombre]	22
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	220
Dimension extérieure, largeur brute en mm	540
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	4,87
Poids brut en kg	5,56
Accessoires	
A 838 Jeu de clés [nombre]	1