

A 848

Injecteur

avec support, pour le nettoyage des éprouvettes graduées.



- Pour éprouvettes graduées jusqu'à 5 L
- Longueur du gicleur : 350 mm
- Ø buse : 10 mm, Ø support : 142 mm
- Convient pour les modules A 313 et A 612

Code EAN: 4002516854234 / Numéro de matériel: 12665120 /

Ancien Numéro de matériel: 69684801D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Gris
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	350
Dimension extérieure, largeur nette en mm	20
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	20
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	70
Dimension extérieure, largeur brute en mm	185
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	360
Poids net en kg	0,20
Poids brut en kg	0,32