

A 860

Cadre support

Pour les modules à injection A 300/2 et A 300/3.



- Aménagement : 2 x 4 champs
- Utilisable sur les modules à injection A 300/2 et A 300/3
- Pour un positionnement optimal de la verrerie de laboratoire
- Composant du système EasyLoad

Code EAN: 4002516855118 / Numéro de matériel: 12665410 /

Ancien Numéro de matériel: 69686001D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autres compléments/autres modules	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Nombre de compléments	8
Largeur de compartiment en mm	114
Longueur de compartiment en mm	114
Composant du système EasyLoad	•
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	170
Dimension extérieure, largeur brute en mm	255
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	490
Poids net en kg	0,48
Poids brut en kg	0,88