


A 11/1

Complément

pour nettoyage doux verrerie fragile avec dispersion des jets de pulvérisation.



- Avec découpes 7 x 7 mm
- Grille dans le panier inférieur et supérieur
- Utilisation recommandée dans PG8536

Code EAN: 4002516854913 / Numéro de matériel: 12666290 /

Ancien Numéro de matériel: 69501104D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Cadre inférieur	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	20
Dimension extérieure, largeur brute en mm	470
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	470
Poids net en kg	0,70
Poids brut en kg	0,90