

A 150

Panier inférieur

pour le traitement optimal des modules à injection ou des compléments.



- Panier inférieur pour deux modules complémentaires
- Pour prise en charge de 2 modules à injection ou compléments max.
- Fermeture automatique du couplage en cas de non-utilisation
- Dimensions de chargement : largeur 494, longueur 440 mm

Code EAN: 4002516854449 / Numéro de matériel: 12666330 /

Ancien Numéro de matériel: 69615001D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier avec modules complémentaires	•
Panier inférieur	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des butyromètres	•
Traitement des éprouvettes graduées	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	175
Dimension extérieure, largeur brute en mm	545
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	565
Poids net en kg	2,63
Poids brut en kg	3,29