


A 201
Chariot
pour la prise en charge optimale des jeux d'anesthésie.



- 8 buses av. support à ressort pour tuyaux respi. jusqu'à 1,5 m
- Disposition en spirale
- 15 buses d'injection pour le matériel d'intubation

Code EAN: 4002516854005 / Numéro de matériel: 12667090 /
Ancien Numéro de matériel: 69620101D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Chariot de chargement pour instruments d'anesthésie	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Capacité	
Kits AN [nombre]	3
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	790
Dimension extérieure, largeur brute en mm	715
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	860
Poids net en kg	8,97
Poids brut en kg	10,27
Accessoires	
E 430/1 1/3 Complément à mailles [nombre]	1
E 431 Gicleur à injection pour soufflet, Ø 8 x 193 mm [nombre]	1
E 432 Support pour tuyaux de réanimation annelés [nombre]	1
E 433 Support pour tuyaux de réanimation en silicone [nombre]	2
E 434 Support pour tuyaux de réanimation pour enfants [nombre]	1
E 466 Gicleur à injection 8 x 333 mm, pour ballon d'anesthésie [nombre]	6
E 496 Gicleur à injection 4 x 120 mm [nombre]	15