

A 202

Chariot

pour la prise en charge optimale de (Wert)4 compléments à mailles DIN.



- Convient pour (Wert)4 compléments à mailles DIN sur 2 niveaux
- Cadre d'accueil : amovible pour le traitement des charges hautes
- 6 possibilités de raccordement suppl. avec connexion Luer-Lock.
- Avec bras de lavage intégré
- La hauteur de chargement des différents niveaux est différente

Code EAN: 4002516854043 / Numéro de matériel: 12667130 /

Ancien Numéro de matériel: 69620201D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Chariot de chargement pour compléments	•
Chariot de chargement pour compléments à mailles	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
<b>Capacité</b>	
Complément à mailles DIN [nombre]	4
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	270
Dimension extérieure, largeur brute en mm	570
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	550
Poids net en kg	6,04
Poids brut en kg	6,76