


A 9/1

Tôle pour plaque perforée

pour nettoyage doux verrerie fragile avec dispersion des jets de pulvérisation.



- Découpe 7 x 7 mm, arête 3 mm

Code EAN: 4002516854029 / Numéro de matériel: 12667330 /

Ancien Numéro de matériel: 69500903D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8527	•
Catégorie de produit	
Support	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1
Dimension extérieure, largeur nette en mm	773
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	573
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	10
Dimension extérieure, largeur brute en mm	580
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	740
Poids net en kg	1,69
Poids brut en kg	2,08