


E 103/1

Complément

pour une prise en charge optimale des tubes à essai jusqu'à 12 x 75 mm.



- convient pour env. (Wert)200 tubes à essai (jusqu'à 12 x 75 mm)
- Réparti dans 6 compartiments
- La largeur de mailles est égale à 8 x 8 mm
- Comportant le couvercle A 13

Code EAN: 4002516854104 / Numéro de matériel: 12667340 /

Ancien Numéro de matériel: 69510303D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les tubes à essai	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des tubes à essai	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Tubes à essai [nombre]	200
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	140
Dimension extérieure, largeur brute en mm	245
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	250
Poids net en kg	0,56
Poids brut en kg	0,73
Accessoires	
Couvercles A 13 [nombre]	1