

E 374

Complément

pour la prise en charge d'instruments ORL, comme les raccords d'inhalateur.



- 24 comp. d'env. 45 x 45 mm, 27 comp. d'env. 12 x 12 mm
- Largeur de mailles au fond : 1,7 mm
- Utilisable dans le panier inférieur et supérieur

Code EAN: 4002516854050 / Numéro de matériel: 12667400 /

Ancien Numéro de matériel: 69537402D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les instruments ORL	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	51
Domaine d'application	
Traitement des instruments ORL	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	88
Dimension extérieure, largeur brute en mm	225
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	468
Poids net en kg	1,14
Poids brut en kg	1,34