

E 374

Complément

pour la prise en charge d'instruments ORL, comme les raccords d'inhalateur.



- 24 comp. d'env. 45 x 45 mm, 27 comp. d'env. 12 x 12 mm
- Largeur de mailles au fond : 1,7 mm
- Utilisable dans le panier inférieur et supérieur

Code EAN: 4002516854050 / Numéro de matériel: 12667400 /

Ancien Numéro de matériel: 69537402D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour les instruments ORL	•
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments ORL	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	51
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	63
Dimension extérieure, largeur nette en mm	173
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	445
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	88
Dimension extérieure, largeur brute en mm	225
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	468
Poids net en kg	1,14
Poids brut en kg	1,35