

A 207
Chariot
pour la prise en charge optimale des micro-instruments.



- Traitement efficace : charge rapide et débit élevé
- Niveau sup. : max. 8 plateaux prise en charge instru. à cavité
- Niveau inf. : 8 plateaux pour instruments ophtalmologiques

Code EAN: 4002516854210 / Numéro de matériel: 12667800 /
Ancien Numéro de matériel: 69620702D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Chariot de chargement pour instruments d'ophtalmologie	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Possibilité d'ajouter un filtre central	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Capacité	
Plateaux/tablettes [nombre]	16
Jeux de bloc opératoire pour micro-instruments [nombre]	8
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	692
Dimension extérieure, largeur brute en mm	685
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	685
Poids net en kg	9,58
Poids brut en kg	13,32
Accessoires	
A 311 Support pour plateaux [nombre]	2
A 800, tuyau de filtration [nombre]	1
A 804, brosse de nettoyage [nombre]	1