

A 208

Chariot

pour la prise en charge optimale de 8 compléments à mailles.



- Grande capacité : traitement de 8 compléments à mailles DIN
- 4 autres possibilités de raccordement pour instruments à cavité
- Si besoin, le niveau amovible augmente la hauteur de chargement
- Informations sur dimensions de chargement sur Internet : Niveau 1 (bas) à 4

Code EAN: 4002516854494 / Numéro de matériel: 12668770 /

Ancien Numéro de matériel: 69620801D

| | |
|--|-----------------|
| Famille produit | |
| Laveurs-désinfecteurs, médical | • |
| Accessoires | |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| PWD 8682 | • |
| PWD 8682 CD | • |
| PWD 8692 | • |
| Catégorie de produit | |
| Chariot de chargement pour compléments à mailles | • |
| Domaine d'application | |
| Traitement des compléments à mailles | • |
| Caractéristiques produit | |
| Matériau | Inox, Plastique |
| Couleur | Inox, Noir |
| Capacité | |
| Complément à mailles DIN [nombre] | 8 |
| Instruments avec lumen [nombre] | 4 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 397 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 529 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 546 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 570 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 480 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 540 |
| Poids net en kg | 9,83 |
| Poids brut en kg | 11,03 |