

A 300/2

Module à injection

prise en charge optimale de la verrerie de laboratoire – avec 8 buses.



- Pour div. verrerie de labo, v. erlenmeyers, ballons gradués, etc.
- Module sans gicleur à injection – Équipement selon besoins
- Pour un maximum de 8 gicleurs à injection
- Composant du système EasyLoad
- Distance entre gicleurs 118 mm en largeur, 118 mm en profondeur
- Convient particulièrement aux A 840 et A 841 (diamètre de buse 6 mm)

Code EAN: 4002516853954 / Numéro de matériel: 12668780 /

Ancien Numéro de matériel: 69630004D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour la verrerie à col étroit	•
Complément pour diverses bouteilles	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox, Noir
Composant du système EasyLoad	•
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Verrerie à col étroit [nombre]	8
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	200
Dimension extérieure, largeur brute en mm	525
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	1,25
Poids brut en kg	1,64