

A 301/4

Module à injection

prise en charge optimale de la verrerie de laboratoire – avec 18 buses.



- Pour div. verrerie de labo, v. erlenmeyers, ballons gradués, etc.
- Module sans gicleur à injection – Équipement selon besoins
- Pour un maximum de 18 gicleurs à injection
- Composant du système EasyLoad
- Distance entre gicleurs 157 mm en largeur, 78 mm en profondeur
- Convient particulièrement aux A 842 et A 843 (buses de 4 mm de diamètre)

Code EAN: 4002516854739 / Numéro de matériel: 12668790 /

Ancien Numéro de matériel: 69630106D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs de laboratoire SlimLine	•
Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces industriel	•
Laveurs de laboratoire SlimLine pour le nettoyage de pièces industriel	•
Accessoires	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour la verrerie à col étroit	•
Complément pour diverses bouteilles	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Composant du système EasyLoad	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	18
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	72
Dimension extérieure, largeur nette en mm	173
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	479
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	100
Dimension extérieure, largeur brute en mm	205
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	487
Poids net en kg	0,90
Poids brut en kg	1,89