

A 301/4

Module à injection

prise en charge optimale de la verrerie de laboratoire – avec 18 buses.



- Pour div. verrerie de labo, v. erlenmeyers, ballons gradués, etc.
- Module sans gicleur à injection – Équipement selon besoins
- Pour un maximum de 18 gicleurs à injection
- Composant du système EasyLoad
- Distance entre gicleurs 157 mm en largeur, 78 mm en profondeur
- Convient particulièrement aux A 842 et A 843 (buses de 4 mm de diamètre)

Code EAN: 4002516854739 / Numéro de matériel: 12668790 /

Ancien Numéro de matériel: 69630106D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour la verrerie à col étroit	•
Complément pour diverses bouteilles	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	18
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	100
Dimension extérieure, largeur brute en mm	205
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	487
Poids net en kg	0,89
Poids brut en kg	1,89