

A 302/2

Module à injection

prise en charge optimale de la verrerie de laboratoire – avec 32 buses.



- Pour div. verrerie de labo, v. erlenmeyers, ballons gradués, etc.
- Module sans gicleur à injection – Équipement selon besoins
- Pour un maximum de 32 gicleurs à injection
- Composant du système EasyLoad
- Distance entre gicleurs 60 mm en largeur, 57 mm en profondeur
- Convient particulièrement aux A 844 et A 845 (buses de 2,5 mm de diamètre)

Code EAN: 4002516854098 / Numéro de matériel: 12669210 /  
Ancien Numéro de matériel: 69630204D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour la verrerie à col étroit	•
Complément pour diverses bouteilles	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Composant du système EasyLoad	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	32
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	72
Dimension extérieure, largeur nette en mm	195
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	479
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	90
Dimension extérieure, largeur brute en mm	205
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	500
Poids net en kg	1,11
Poids brut en kg	1,96