


A 303

Module

pour la prise en charge optimale de jusqu'à (Wert)98 pipettes.



- Convient par exemple à 98 pipettes jaugées et graduées
- Hauteur du cadre de support : 150 mm
- Une pièce utilisable dans les paniers A 150 et APLW 106
- Hauteur de chargement sans panier supérieur 450 mm (avec panier inférieur A 150)

Code EAN: 4002516854746 / Numéro de matériel: 12669220 /

Ancien Numéro de matériel: 69630301D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les pipettes	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Capacité	
Pipettes [nombre]	98
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	220
Dimension extérieure, largeur brute en mm	260
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	490
Poids net en kg	2,50
Poids brut en kg	3,08