

A 304 Module

pour la prise en charge optimale de jusqu'à (Wert)98 petits tubes.



- Convient par ex. 98 tubes à centr, flacons & tubes à essai.
- Hauteurs de chargement sont différentes selon le positionnement
- Respectivement une pièce utilisable dans les paniers A 100, A 150 & APLW 106

Code EAN: 4002516854982 / Numéro de matériel: 12669230 /
Ancien Numéro de matériel: 69630401D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les tubes à essai	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement des tubes à essai	•
Capacité	
Flacons [nombre]	98
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	130
Dimension extérieure, largeur nette en mm	222
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	471
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	150
Dimension extérieure, largeur brute en mm	230
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	490
Poids net en kg	2,30
Poids brut en kg	3,15