

E 417/1

Complément

pour la prise en charge optimale de jusqu'à 30 spéculums auriculaires et nasaux.



- Pour prise en charge d'env. 30 spéculums auriculaires et nasaux
- 280 compartiments env. ?? x ??
- La largeur de mailles au fond correspond à 4 mm
- Utilisable dans le panier inférieur et supérieur

Code EAN: 4002516855224 / Numéro de matériel: 12669760 /  
Ancien Numéro de matériel: 69541703D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour les instruments ORL	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	280
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments ORL	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	80
Dimension extérieure, largeur nette en mm	220
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	435
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	88
Dimension extérieure, largeur brute en mm	196
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	475
Poids net en kg	1,51
Poids brut en kg	1,72