


A 601

Complément

pour ajouter un niveau supplémentaire dans le chariot A 501.



- Sans bras de lavage

Code EAN: 4002516854081 / Numéro de matériel: 12669810 /

Ancien Numéro de matériel: 69660102D

## Famille produit

Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire

•

## Accessoires

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

## Catégorie de produit

Autres compléments/autres modules

•

## Caractéristiques produit

Matériau

Inox

Couleur

Inox

## Domaine d'application

Traitement de la verrerie de laboratoire

•

## Capacité

Complément à mailles DIN [nombre]

3

Complément à mailles SPRI [nombre]

2

## Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm

33

Dimension extérieure, largeur nette en mm

590

Dimension extérieure, profondeur nette en mm

775

Dimension extérieure, hauteur brute en mm

95

Dimension extérieure, largeur brute en mm

615

Dimension extérieure, profondeur brute en mm

780

Poids net en kg

2,12

Poids brut en kg

2,90