

E 479

Support

pour les micro-instruments jusqu'à 4 mm de Ø.



- Utilisable dans les compléments avec largeur de mailles de 5 mm
- 50 pièces par sac

Code EAN: 4002516854067 / Numéro de matériel: 12669910 /

Ancien Numéro de matériel: 69747902D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Support	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Plastique
Couleur	Transparent
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	100
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	150
Poids net en kg	0,07
Poids brut en kg	0,08