

E 494  
Complément  
pour la prise en charge libre de 5 plaques microtitres.



Code EAN: 4002516853947 / Numéro de matériel: 12669920 /  
Ancien Numéro de matériel: 69549402D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autre complément	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement de divers ustensiles	•
<b>Capacité</b>	
Plaques microtitres [nombre]	5
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	90
Dimension extérieure, largeur brute en mm	230
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	465
Poids net en kg	0,48
Poids brut en kg	0,72