

A 612

Module

pour le traitement optimal de la verrerie de laboratoire de grand volume.



- Équipement personnalisable avec gicleurs d'injection
- Pour flacons de laboratoire de 2–10 l, ballons gradués de 2–6 l
- Pour les erlenmeyers de 2–5 l, les éprouvettes graduées de 2–5 l
- Utilisable sur le chariot A 503

Code EAN: 4002516854173 / Numéro de matériel: 12670000 /

Ancien Numéro de matériel: 69661201D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour la verrerie à col étroit	•
Module pour verrerie de laboratoire grand volume	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie de laboratoire grand volume [nombre]	4
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	221
Dimension extérieure, largeur nette en mm	253
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	608
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	253
Dimension extérieure, largeur brute en mm	293
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	648
Poids net en kg	3,23
Poids brut en kg	3,75