


A 613

Module

pour le traitement optimal des pipettes volumétriques et des pipettes graduées.



- Équipé de 98 gicleurs à injection
- Convient pour les pipettes graduées d'un volume de 1–50 ml
- Convient pour les pipettes volumétriques d'un volume de 1–100 ml
- Utilisable sur le chariot A 503

Code EAN: 4002516854128 / Numéro de matériel: 12670020 /
Ancien Numéro de matériel: 69661301D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les pipettes	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Pipettes [nombre]	98
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	194
Dimension extérieure, largeur nette en mm	254
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	604
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	217
Dimension extérieure, largeur brute en mm	283
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	615
Poids net en kg	2,69
Poids brut en kg	3,05