

A 620

Module à injection

pour le traitement optimal de la verrerie de laboratoire, 10 empl. d'injecteur.



- Équipement personnalisable avec 10 gicleurs max.
- Utilisable sur le chariot A 503
- Composant du système EasyLoad

Code EAN: 4002516853909 / Numéro de matériel: 12678100 /

Ancien Numéro de matériel: 69662001D

## Famille produit

Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire

•

## Accessoires

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

## Catégorie de produit

Complément/module pour la verrerie à col étroit

•

Complément pour diverses bouteilles

•

## Caractéristiques produit

Matériau

Inox

Couleur

Inox

Composant du système EasyLoad

•

## Domaine d'application

Traitement de la verrerie de laboratoire

•

## Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm

113

Dimension extérieure, largeur nette en mm

133

Dimension extérieure, profondeur nette en mm

608

Dimension extérieure, hauteur brute en mm

145

Dimension extérieure, largeur brute en mm

150

Dimension extérieure, profondeur brute en mm

620

Poids net en kg

1,59

Poids brut en kg

1,82