

A 621

Module à injection

pour le traitement optimal de la verrerie de laboratoire, 20 empl. d'injecteur.



- Équipement personnalisable avec 20 gicleurs max.
- Utilisable sur le chariot A 503
- Composant du système EasyLoad

Code EAN: 4002516855125 / Numéro de matériel: 12678110 /

Ancien Numéro de matériel: 69662101D

Famille produit		
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire		•
Accessoires		
PLW 8615		•
PLW 8616		•
PLW 8617		•
Catégorie de produit		
Complément/module pour la verrerie à col étroit		•
Complément pour diverses bouteilles		•
Caractéristiques produit		
Matériau		Inox
Couleur		Inox
Composant du système EasyLoad		•
Domaine d'application		
Traitement de la verrerie de laboratoire		•
Capacité		
Verrerie à col étroit [nombre]		20
Dimensions et poids		
Dimension extérieure, hauteur nette en mm		113
Dimension extérieure, largeur nette en mm		173
Dimension extérieure, profondeur nette en mm		608
Dimension extérieure, hauteur brute en mm		170
Dimension extérieure, largeur brute en mm		208
Dimension extérieure, profondeur brute en mm		645
Poids net en kg		1,93
Poids brut en kg		2,27