

E 980

Adaptateur

pour la prise en charge optimale d'instruments longs à cavité.



- Permet la prise en charge d'instruments à cavité longs
- Vissage possible de diverses buses ou adaptateurs Luer-Lock

Code EAN: 4002516853879 / Numéro de matériel: 12678480 /

Ancien Numéro de matériel: 69598002D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments avec lumen	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	80
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	120
Poids net en kg	0,04
Poids brut en kg	0,05