

A 622

Module à injection

pour le traitement optimal de la verrerie de laboratoire, 36 empl. d'injecteur.



- Équipement personnalisable avec 36 gicleurs max
- Utilisable sur le chariot A 503
- Composant du système EasyLoad

Code EAN: 4002516854531 / Numéro de matériel: 12678490 /

Ancien Numéro de matériel: 69662201D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour la verrerie à col étroit	•
Complément pour diverses bouteilles	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Composant du système EasyLoad	•
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Verrerie à col étroit [nombre]	36
Bouteilles [nombre]	36
Ballons gradués [nombre]	36
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	113
Dimension extérieure, largeur nette en mm	204
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	608
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	145
Dimension extérieure, largeur brute en mm	222
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	629
Poids net en kg	2,22
Poids brut en kg	2,60