

A 623
Module
pour la prise en charge optimale des éprouvettes graduées.



- Équipé de 4 gicleurs
- Pour éprouvettes graduées d'une capacité de 1–2 l
- Supports pivotants pour faciliter la manipulation

Code EAN: 4002516853893 / Numéro de matériel: 12678510 /
Ancien Numéro de matériel: 69662301D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour cylindres gradués	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des éprouvettes graduées	•
Capacité	
Éprouvette graduée [nombre]	4
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	437
Dimension extérieure, largeur nette en mm	255
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	608
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	269
Dimension extérieure, largeur brute en mm	400
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	615
Poids net en kg	2,42
Poids brut en kg	3,42