

FP 900

Socle

avec tôle de fond et perforations pour dispositifs d'évacuation.



- Convient pour appareils à 2 portes d'une largeur de 900 mm
- Cadre avec bac collecteur en inox intégré
- Pour appareils avec soupape d'évacuation ou pompe de vidange

Code EAN: 4002516854548 / Numéro de matériel: 12678670 /

Ancien Numéro de matériel: 69253010D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8616	•
Catégorie de produit	
Base/socle	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	100
Dimension extérieure, largeur nette en mm	900
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	990
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	155
Dimension extérieure, largeur brute en mm	935
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1040
Poids net en kg	25,80
Poids brut en kg	27,80