

A 807
Support
pour le traitement des instruments de chirurgie assistée par robot.



- Pour inst. spéciaux, pinces dissection, ancienne génération, S/Si

Code EAN: 4002516854685 / Numéro de matériel: 12680120 /
Ancien Numéro de matériel: 69680702D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Module/logement pour les instruments de robotique	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments de robotique	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Capacité	
Instruments assistés par robots [nombre]	1
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	77
Dimension extérieure, largeur nette en mm	41
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	165
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	25
Dimension extérieure, largeur brute en mm	245
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	485
Poids net en kg	0,16
Poids brut en kg	0,24