

MF 27/28-1

Chariots de transfert

pour le chargement et le déchargement des laveurs-désinfecteurs.



- Avec 4 roulettes, dont 2 immobilisables
- Manipulation simple et agréable à l'aide de poignées arrondies
- 2 côtés possibilités amarrage ou fixation app., convoyeur, etc.
- Hauteur de chargement de 850 mm, – 100 mm, + 150 mm
- Avec bac collecteur démontable H 70, L 603, P 866 mm

Code EAN: 4002516853923 / Numéro de matériel: 12680160 /

Ancien Numéro de matériel: 69200112D

Famille produit

Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire

•

Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical

•

Accessoires

PG 8527

•

PG 8528

•

Catégorie de produit

Système de rangement/transport

•

Caractéristiques produit

Matériau

Inox

Couleur

Inox

Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm

1050

Dimension extérieure, largeur nette en mm

740

Dimension extérieure, profondeur nette en mm

930

Dimension extérieure, hauteur brute en mm

1155

Dimension extérieure, largeur brute en mm

800

Dimension extérieure, profondeur brute en mm

1200

Poids net en kg

28,00

Poids brut en kg

47,60