

UGT 44-60/85

Socle, fermé, avec porte

pour un chargement et un déchargement ergonomiques de l'appareil.



- Possibilité de rangement, par ex. pour les produits chimiques

Code EAN: 4002516854906 / Numéro de matériel: 12680260 /
Ancien Numéro de matériel: 69506002D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Base/socle	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	468
Dimension extérieure, largeur brute en mm	568
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	610
Poids net en kg	18,20
Poids brut en kg	19,80